

Postoperatiivinen ROM polviortoosi

Yhdenkoon postoperatiivinen polviortoosi, jossa sopivaan kokoon leikattava pehmuste. Pehmuste ei lähde purkautumaan leikatessa. Ortoosissa on alumiinikiskot, jotka voidaan muotoilla yksilöllisesti. Miellyttävä ja ilmava ortoosi kiinnitetään ympäri kulkevien tarranauhojen avulla. Kotelon sisällä olevaa kaksiakselista niveltä on helppo säätää nastoilla, jotka on häviämisen minimoimiseksi kiinnitetty kuminauhalla. Nivel lukitaan haluttuun kulmaan ruuvien avulla, jolloin se saadaan pysymään valitussa asennossa. Nivelrajoitus voidaan asettaa haluttuun kulmaan fleksiassa (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) ja ekstensiossa (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Tuotteesta on saatavilla lyhyt ja pitkä malli.

Käyttöalueet:

Polvinivelen liikkuvuuden (fleksio/ekstensio) rajoittaminen postoperatiivisesti / posttraumaattisesti.



Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pituus
28308 0000	Postoperatiivinen polviortoosi, lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	40 cm
28309 0000	Postoperatiivinen polviortoosi, pitkä	Tummansininen	Yksi koko	60 cm
28311 0000	Lisänauhat 28308 lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	
28312 0000	Lisänauhat 28309 pitkä	Tummansininen	Yksi koko	
28313 0000	Lisäpehmuste 28308 lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	
28314 0000	Lisäpehmuste 28309 pitkä	Tummansininen	Yksi koko	

