

# Exacta sormigonometri

Sormigonometri, joka on helppo lukea 1° välein. Voidaan käyttää mittaamaan aktiivista ja passiivista liikettä MP-nivelessä ja interfalangeaalisissa nivelissä. Voidaan käyttää sormien volaaripinnalla mittaamaan hypereksensiota tai lateraalisesti nivelen pitkän akselin mukaan. Mittaa 0°:sta 180°:een 1° välein.

## Mitta

Mitat ovat 10 x 5,4 cm suljettuna.



| Tuotenro. | Malli                    | Pituus                   | Materiaali   |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 521980000 | Exacta Finger Goniometer | 10 x 5,4 cm (suljettuna) | Jäykkä muovi |