

ROM kyynärpääortoosi UniBor

Viimeisimmän teknologian mukainen postoperatiivinen kyynärpääortoosi. Liikerataa säädetään helposti 10°:n välein aina 120°:n täyteen liikerataan asti. Nivel voidaan lukita haluttuun asentoon. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa voidaan säätää. Ortoosiin voidaan tilata teleskooppinen käsituki, jota voidaan säätää sekä asettaa päälle ja pois pronatio-supinaation kontrolloimiseksi. ROM Kyynärpääortoosi UniBor stabiloi käden liikettä ja tarjoaa mukavan sekä tehokkaan kuntoutushoidon.



Käyttöalueet

Kyynärpään fleksio-ekstensio liikkeiden kontrolloimiseen ja trauman jälkeiseen pronatio-supinaatio liikkeiden rajoittamiseen.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
621510000	Kyynärpääortoosi UniBor	Bilateraalinen
621520000	Erillinen olkanauha	Bilateraalinen
621530000	Käsituki	Bilateraalinen
621540000	Vaihtopehmuste	Bilateraalinen