

Active X™ Knee Patella

Tämä avattava malli on tarkoitettu patellan stabiloimiseen kun riskinä on patellan lateraalinen luksaatio. Tuessa on sisäänrakennettu erityisvalmistettu pelotti, joka rakenteensa ansiosta asettuu tukevasti patellan sivulle "tarrautuen" siihen ja pitäen patellan paikoillaan. Irrotettava puolikuunmuotoinen muovilasta antaa lisätukea. Tuki on valmistettu innovatiivisesta ilmavasta ActiveX-materiaalista, joka on joustavaa ja mukavan tuntuista.

Käyttöalueet

Patellofemoraaliset kiputilat (PFPS), luksoituneen patellan ja subluksoituneen patellan asentohoito.

Mitta

Mitta: Polven ympärys patellan keskikohdasta.

ACTIVE X™



Tuotenro.	Koko	Mitta	Vas/Oik	Väri
280550009	XX-Small	24-29 cm	Bilateraalinen	Musta
280550010	X-Small	28-33 cm	Bilateraalinen	Musta
280550011	Small	32-37 cm	Bilateraalinen	Musta
280550012	Medium	36-41 cm	Bilateraalinen	Musta
280550013	Large	40-45 cm	Bilateraalinen	Musta