

Puhdistusaine Massageform Attachiin

Erityisen kokoonpanon omaava nestemäinen puhdistusaine, joka puhdistaa hellävaraisesti Massageform Attachin itsekiinnittyvän pinnan liasta. Riittää 250 käyttökertaan. Puhdistusaine vaahdotetaan pienellä määrällä vettä, hierotaan itsekiinnittyvälle pinnalle ja huuhdotaan sitten. Puhdistaminen aktivoi pinnan tarttuvuuden tehokkaasti. Tuubit voidaan ostaa yksittäin tai kuuden kappaleen pakkauksessa, jossa tuubeja voidaan myös säilyttää (kts. mukana tuleva hinnasto).



Tuotenro.	Koko
-----------	------

229250000	1 tuubi
-----------	---------