

# C35 Hydro

Tämä hyperekstensiotuki on valmistettu vedenkestävästä materiaalista ja sopii hyvin käytettäväksi allasterapiassa. Tuen korkeutta ja leveyttä voidaan säätää sekä rintalevyn asentoa muuttaa. Lantiokaari voidaan lukita haluttuun asentoon. Tuki kiinnitetään pikalukitussoikien avulla. Pehmuste voidaan vaihtaa.

## Käyttöalueet

Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin, luksaation ja osteoartriitin aiheuttamat stabiilit kompressiomurtumat. Voidaan käyttää väliaikaisesti allasterapioissa.

## Mitta

Mitta: korkeus rintakehästä häpyluun yläpuolelle.



Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympäryys
203580011	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
203580012	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
203580013	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
203580014	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
203590011	Vaihtopehmuste	Small	-	-
203590012	Vaihtopehmuste	Medium	-	-
203590013	Vaihtopehmuste	Large	-	-
203590014	Vaihtopehmuste	X-Large	-	-
203600000	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Yksi koko	-	-