

Triple Action[®] nilkkanivel lapsille

Lapsille kehitetty nilkkanivel. Nivelen ainutlaatuinen jousitusjärjestelmä tekee siitä erityisen kestävänsä myös aktiivisimmille lapsille. Se on helppo sovittaa ja säätää suoraan potilaalle. Voit säätää nivelen tarvittavan liikeradan vaiheeseen. Voit valita eri jousivaihtoehtoja. Erittäin korkealuokkaisesti valmistetut ja erinomaisen suorituskyvyn omaavat komponentit ovat toiminnallisia liikeradan kaikissa eri vaiheissa. Lasten Triple Action sopii 13 mm:n kiskoihin.

Käyttöalueet

Tarkoitettu käytettäväksi erilaisten neurologisten vammojen aiheuttamien liikerajoitusten korjaamiseen. Koukkupolvikävelyyn, Plantaarifleksio-kontraktuuriin, Quadriicepsin heikkouteen, spastisiteettiin ja Botox[®]-hoitojen tueksi, postoperatiivisesti akillesjänteen pidennysleikkauksissa tai spastisen jalan mobilisoimiseksi.

Unilateral MAX 40 kg, Bilateral MAX 50 kg.

Kontraindikaatiot

Älä valitse lasten Triple Actionia monolateraalisen rakenteen yhteydessä (nivel vain lateraalipuolella). Mikäli monolateraalirakenne on tarpeen, valitse TripleAction Nilkkanivelen keskikoko.



Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
627070000	Nilkkanivel ilman boosteria	Bilateraalinen
626700000	Nilkkanivel boosterilla	Plantaari boosteri =Vas med/Oik lat tai Dorsaali boosteri =Vas lat/Oik med
626710000	Nilkkanivel boosterilla	Dorsaali boosteri= Vas med/Oik lat tai Plantaari boosteri =Vas lat/Oik med
626720000	Nilkkanivel dorsifleksio ja plantaarifleksio boosterilla	Bilateraalinen
626730000	Distaalinen lateraalikisko	Bilateraalinen
626741000	Distaalinen mediaalikisko	Vasen
626742000	Distaalinen mediaalikisko	Oikea
626750000	Distaalinen Y-kisko, pitkä	Bilateraalinen
626760000	Distaalinen suora kisko	Bilateraalinen
627090000	Työkalusetti nivelen asennukseen	-
627220000	Yhdistelmäavain Triple Action, Lapset	-