Method TA™ AFO



Method TA™ AFO on esivalmistettu ja yksilöllisesti sovitettava ortoosiratkaisu, jota voidaan käyttää monenlaisten patologisten kävelypoikkeavuuksien hoitoon esimerkiksi aivohalvauksen, CP-vamman, MMC:n, CMT:n ja muiden monimutkaisten neuromotoristen häiriöiden yhteydessä.Method TA™ AFO on valmistettu edistyksellisestä prepreg-hiilikuitukomposiitista, ja se on suunniteltu hyödyntämään Triple Action® -monitoiminilkkanivelen ominaisuuksia täysimääräisesti. Nilkkanivelen linjaus, vastus ja jousijäykkyys voidaan säätää yksilöllisesti. Jäykkä etupuolinen tuki, lateraalinen komponentti ja supramalleolaarinen jatke auttavat hallitsemaan jalkaterän ja nilkan virheasentoja. Prepreg-hiilikuitukomposiitista valmistettu jalkapohjaosa sopii potilaan valitsemaan kenkään ja mahdollistaa sujuvan rullauksen sekä energian palautumisen tehokkaamman kävelyn tukemiseksi.
Ortoosissa on helposti kiinnitettävä sääriremmi, jossa on peukalolenkki ja kitkaa vähentävä suoja helppoa yhden käden pukemista varten. Likaa hylkivät ja säädettävät pehmusteet lisäävät käyttömukavuutta koko päivän ajan.

Käyttöalueet

CVA, CP, MS, MMC, SCI, CMT ja muut neuromotoriset patologi, jotka aiheuttavat kävelyhäiriöitä tukivaiheessa.

Kontraindikaatiot

Potilaan paino > 100 kg

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Becker, Inc

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko	Korkeus	Pohjalevyn pituus
625851011	Method TA™ AFO	Small	Vasen	Naisten koko 40 EUR	356 mm	241 mm
625851013	Method TA™ AFO	Large	Vasen	Miesten koko 46 EUR	406 mm	279 mm
625852011	Method TA™ AFO	Small	Oikea	Naisten koko 40 EUR	356 mm	241 mm
625852013	Method TA™ AFO	Large	Oikea	Miesten koko 46 EUR	406 mm	279 mm