Elements Body – Glove & Sleeve



Elements Body -käsine ja -hiha ovat tekstiiliortooseja, jotka antavat jatkuvaa proprioseptiivista palautetta käden, ranteen ja käsivarren alueella. Ne soveltuvat tilanteisiin, joissa on tarve tukea liikkeen hallintaa, stabiliteettia ja koordinaatiota yläraajassa, esimerkiksi hienomotoriikkaa vaativien tehtävien ja päivittäisten toiminnallisten aktiviteettien helpottamiseksi.

Elements Body -ortoosi on valmistettu lycra-neuleesta ja se on ommeltu useasta kangaskerroksesta. Ortoosi tuottaa painetta ja vastusta ryhdin ja kehon stabiliteetin lisäämiseksi. Syventämällä asentoaistien herkkyyttä eli proprioseptiikkaa voidaan parantaa myös hienomotoriikkaa sekä toiminnallisia suorituksia.

Ortoosien tilaus ja valmistus tapahtuu yksilöllisten mittojen mukaisesti, ja ne voivat olla lyhyttä tai pitkää mallia, sormilla tai ilman. Vahvistuksia ja vetoketjuja voidaan lisätä toiminnallisten ja käytännöllisten tarpeiden mukaan. Muotoilu ja kokoonpano määritellään apuvälineteknikon toimesta yhteistyössä lääkärin ja fysioterapeutin kanssa. Mittojen ottaminen suoritetaan koulutuksen saaneen apuvälineteknikon toimesta.

Paras tulos saavutetaan, kun ortoosia käytetään päivittäin noin kuuden tunnin ajan. Ortoosia ei tule käyttää yli 8–10 tuntia vuorokaudessa. Käyttö aloitetaan lyhyemmillä jaksoilla ja käyttöaikaa lisätään vähitellen. Elements Body -ortooseja ei tule käyttää yöllä.

Käyttöalueet

Aivohalvaus: hypotonia, spastisuus, ataksia.
MS-tauti, aivohalvaus ja hankittu aivovamma: spastisuus, ataksia.
Lihasdystrofia, hankittu selkäydinvamma ja Downin oireyhtymä: hypotoniaa.
Ataksia: spastinen ataksia

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Camp Scandinavia AB

Tuotenro.	Malli
393300000	Short Glove Without Fingers
393310000	Short Glove With Fingers
393350000	Long Glove Without Fingers
393360000	Long Glove With Fingers
393400000	Sleeve
393500000	Extra Reinforcement Small
393510000	Extra Reinforcement Large
393600000	First Free of Charge Alteration
393610000	Small Alteration
393630000	Large Alteration