T-Strap



T-Strap ohjaa telaluunivelen ja alemman nilkkanivelen lateraalisesti siten, että ne asettuvat uudelleen tibian alapuolelle. T-Strapin distaaliosa kiinnitetään ortoosin pohjalevyn alapuolelle ja proksimaaliosa nilkan ympäri ortoosin lateraalipuolta kohden. Nauhan pituutta on helppo säätää ja sisäpuolta, joka on plastazote-materiaalia, voidaan tarvittaessa lämmittää puhaltimella ja muotoilla. Ulkopuolen materiaali on pehmeää ja ilmavaa, mutta samalla tukevaa.

Käyttöalueet
Pes valguksen kontrolloimiseksi.

Kontraindikaatiot
Ödeema, heikentynyt pintaverenkierto, ihon maseraatio tai muut tilat, jotka voivat pahentua kompression seurauksena.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Camp Scandinavia AB

Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Väri
287771000	Yksi koko	Vasen	Musta
287772000	Yksi koko	Oikea	Musta