Optima Europa

Optima Europa on jalan kuntouttamiseen tarkoitettu hoitojalkine. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmapuhaltimella sekä ilmava ja pestävä vuoritus Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sekä amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopivat Optima Europa jalkineeseen.



Käyttöalueet

Varpaiden välisten haavojen hoitamiseen, vaivaisenluunleikkauksen kuntoutus, koukkuvarvasleikkauksenkuntoutus, Mortonin neurooma-leikkauksen jälkeinen kuntoutus, kynnen poiston jälkeinen kuntoutus.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Salvatelli s.r.l

Tuotenro.	Malli	Koko	Kengän koko
790030011	Optima Europa	Small	34 - 36
790030012	Optima Europa	Medium	37 - 39
790030013	Optima Europa	Large	40 - 42
790030014	Optima Europa	X-Large	43 - 45
790030015	Optima Europa	XX-Large	46 - 48