Hip Flexion Assist Device - HFAD



HFAD on tarkoitettu Multipel Skleros (MS) tautia sairastaville henkilöille, joilla alaraajojen toiminta on heikentynyt. HFAD on tarkoitettu avustamaan sitä raajaa, jolla puolella tukea käytetään, parantamaan kävelysuoritusta sekä edistämään päivittäistä aktiviteettitasoa. Ortoosi koostuu yhdestä mukavantuntuisesta lantionauhasta ja kahdesta joustavasta kenkiin kiinnitettävästä remmistä. Tuki auttaa lonkan, polven ja nilkan koukistusta. Tuennan tasoa voidaan helposti säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti. HFAD:ta voidaan käyttää tavallisten vaatteiden päällä tai löysien vaatteiden alla. HFAD voidaan tilata oikeaan tai vasempaan jalkaan tai kaksiosaisena.

Käyttöalueet

HFAD voi olla eduksi MS-potilaille, joilla on heikkoutta lonkan, polven tai nilkan koukistuksessa, rajoittunut rasituksen sieto ja mahdollisesti kävelystä aiheutuvaa uupumusta sekä vaikeuksia jalan nostamisessa. Kompensaatioliikkeissä, kuten lantion keikautus, alaraajan kiertoliikkeet ja/tai painon siirtämistä toiselle jalalle, kun on käytetty peroneustukea riippunilkan kompensoimiseksi, mutta on edelleen vaikeuksia kävellä johtuen heikkoudesta lonkan- ja polven koukistajissa tai kohonnut tonus, jolloin ortoosin avulla pystyvät rentoutumaan ja siten kävelemään paremmin.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Becker, Inc

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Vyötärön ympärys
627841011	Yksiosainen	Small	Vasen	61-82 cm
627841012	Yksiosainen	Medium	Vasen	83-102 cm
627841013	Yksiosainen	Large	Vasen	103-122 cm
627842011	Yksiosainen	Small	Oikea	61-82 cm
627842012	Yksiosainen	Medium	Oikea	83-102 cm
627842013	Yksiosainen	Large	Oikea	103-122 cm
627830011	Kaksiosainen	Small	Bilateraalinen	61-82 cm
627830012	Kaksiosainen	Medium	Bilateraalinen	83-102 cm
627830013	Kaksiosainen	Large	Bilateraalinen	103-122 cm