Puhdistusaine Massageform Attachiin



Erityisen koostumuksen omaava nestemäinen puhdistusaine, joka puhdistaa hellävaraisesti Massageform Attachin itsekiinnittyvän pinnan liasta. Puhdistusaine vaahdotetaan pienellä määrällä vettä, hierotaan itsekiinnittyvälle pinnalle ja huuhdotaan sitten. Puhdistaminen aktivoi pinnan tarttuvuuden tehokkaasti.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: American Breast Care, LP

Tuotenro.	Koko	Pakkauskoko
229250000	250 ml	1 kpl