FullStride™-polvinivel



FullStride™-polvinivel kontrolloi polvea mekaanisesti johtojärjestelmän avulla. Nivel lukittuu täydessä ekstensiossa ja avautuu automaattisesti tukivaiheen lopussa. FullStride antaa maksimaalisen kontrollin varus-/valgusinstabiliteetissa ja polvinivelen hyperekstensiossa. Nivel on vaihdettavissa SafetyStride-polviniveleen. Yhteensopiva useimpien nilkkanivelien kanssa. Polvi voidaan lukita siirtämällä niveltä mediaalipuolelta lateraalipuolelle tai päinvastoin.

Käyttöalueet

M. Quadriceps heikkous, MS, halvaus, femoraalihermon vamma ja/tai lievä selkäydinvamma, inkluusiokappalemyosiitti.

Kontraindikaatiot

Potilaan paino >100 kg, lonkan, polven tai nilkan lihaksiston spastisiteetti, merkittävä jalkojen pituusero, jossa vahingoittunut jalka on lyhyempi, polvinivelen ekstensiokontraktuurat.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik	Materiaali
628370000	FullStride AL	Bilateraalinen	Alumiini
628380000	FullStride RT	Bilateraalinen	Ruostumaton teräs
93240	FullStride demo-ortoosi lainattavaksi	Bilateraalinen	-
93250	PreSTRIDE sovitusortoosi lainattavaksi.	Vasen	Ortoosia voi säätää/muokata.
93251	PreSTRIDE sovitusortoosi lainattavaksi.	Oikea	Ortoosia voi säätää/muokata.