Manosplint® Wisconsin



Wisconsin tarjoaa erinomaisen toimivuuden. Mukautuva ja muotoiltu viimeistely tarjoaa tukea ja käytännöllisyyttä. Wisconsinilla on kohtalainen muisti, joka mahdollistaa helpon muokkauksen ja täydellisen reunojen viimeistelyn. Se muotoutuu helposti, ja koska materiaali kestää kohtalaista venymistä, sitä voidaan käsitellä hellävaraisesti ja pehmeästi. Valmiissa lastassa on kohtalainen jäykkyys, ja se on hieman joustava, mikä helpottaa pukemista ja riisumista. Pinnoitettu materiaali, joka ei tartu itseensä, ellei pinnoitetta poisteta. Huomaa, että kaikki levyt ovat demi-koossa.

Tämä on ainutlaatuinen ja innovatiivinen tilaisuus lisätä hauskuutta ja luovuutta lastojen valmistuksessa sekä terapeutille että potilaalle. Saavutetaan fantastinen lopputulos, joka lisää samalla osaltaan potilastyytyväisyyttä.

Käyttöalueet

Ehdotetut kliiniset sovellukset
Immobilisaatioortoosit - käsi, ranne ja peukalo; erilaiset diagnoosit.
Mobilisaatioortoosit - dynaamisten ja staattisten progressiivisten mallien perusta.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Kinetec SAS

Tuotenro.	Väri	Pituus	Pakkaus	Leveys	Paksuus	Tasainen/perforoitu
503900000	Kuviot	46 cm	1 arkki	30,5 cm	2,4 mm	Tasainen
503920000	Kuviot	46 cm	1 arkki	30,5 cm	2,4 mm	1% Perf.
503930000	Kuviot	46 cm	1 arkki	30,5 cm	3,2 mm	1% Perf.
503940000	Kuviot	46 cm	1 arkki	30,5 cm	3,2 mm	Tasainen