X-LITE® termoplastinen tarranauha



X-LITE tarranauhan kääntöpuoli on X-LITEa, joka kiinnittyy lämmitettäessä X-LITE, 3D-LITE tai muita matalalämpömuoveja vasten. Nauha lämmitetään vesialtaassa tai kuumailmapuhaltimella. Pehmennyttä tarranauhaa käytetään lämmityksen jälkeen totuttuun tapaan.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Runlite SA

Tuotenro.	Väri	Pituus	Leveys	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
641960000	Valkoinen	5 m	50 mm	1	Annostelija
641980000	Musta	5 m	50 mm	1	Annostelija